

## FLUXOGRAMA PT (Prova Tuberculínica)

### > ORIENTAÇÕES REALIZAÇÃO PT:

- A prova tuberculínica está indicada na investigação da infecção latente pelo M. tuberculosis (ILTb) no adulto e na investigação da infecção latente e de TB doença em crianças.
- A leitura é realizada entre 48 a 72 horas após a aplicação, podendo ser estendido até 96 horas.
- A tuberculina deve ser conservada em temperatura entre 2 °C e 8 °C na geladeira, aspirada e aplicada imediatamente. Após a abertura do lacre do frasco, caso não haja contaminação durante a retirada do produto para a injeção, este poderá ficar estável por **no máximo duas a três semanas**.
- Aspirar 0,1 ml de PPD RT-23, somente no momento da aplicação. Caso seja aspirada maior quantidade de líquido, não retornar o excesso ao frasco e sim, desprezar o excesso sobre o pedaço de algodão disposto na mesa para essa finalidade.
- Selecionar o local de aplicação na face anterior do antebraço esquerdo. Não há necessidade de realização de antisepsia com álcool.
- Quando ocorrer extravasamento importante de líquido durante a aplicação, deve-se repetir o procedimento dois dedos acima ou abaixo da primeira aplicação ou no outro antebraço, registrando o fato.
- As possíveis reações locais: edema, eritema, prurido ou dor local.
- Cuidados após a aplicação: não coçar, não colocar qualquer substância medicamentosa ou curativo no local em caso de prurido.
- Na leitura, utiliza-se uma régua milimetrada (de plástico flexível e transparente com 10 cm de comprimento e escala de cor negra) específica, medindo-se o maior diâmetro transversal da endureção perpendicularmente ao antebraço. Não se deve delimitar a endureção com caneta sobre a pele da pessoa.
- Os resultados da PT deverão ser anotados em milímetros, inclusive quando não houver endureção (**anotar zero mm**).
- A área a ser medida é a do endurecimento e não a do eritema circundante. Se < 5mm, realizar nova PT em 8 SEMANAS e reavaliar.

#### LEVANTAMENTO DOS CONTATOS :

Contato íntimo e prolongado com o caso índice

Se a UBS não dispuser de profissionais capacitados, verificar locais para aplicação e leitura e **AGENDAR** via telefone.

**NORTE:** Barreira do Triunfo, Santa Cruz, Nova Era, Vila Esperança, Benfica  
**RURAL:** Valadares, Caeté / Sarandira, Igrejinha  
**SUDESTE:** Vila Ideal, Furtado de Menezes,  
**NORDESTE:** Granjas Bethânia  
**OESTE:** Santos Dumont  
**CENTRO-OESTE:** Milho Branco, Jóquei Clube II  
**CENTRO:** Santa Cecília, Dom Bosco  
**SUL:** Santa Luzia  
**LESTE:** Linhares, N. Sra. Aparecida, Progresso, Alto Grajaú, São Sebastião

Solicitar PPD junto ao setor de Imunização via email: [imunizacao@pjf.mg.gov.br](mailto:imunizacao@pjf.mg.gov.br) . Agendar aplicação e leitura

\*DSMGCA referência de 0 à 19 anos:  
3690-7143

Contato Vigilância Epidemiológica:  
3690-7467  
vetransmissiveisjf@gmail.com